

SCLEROFOAM



YAYLA-MED

Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti.

Mansuroğlu Mah. 295/1 Sk. No:2/A Bayraklı - İZMİR - TÜRKİYE

+90 232 339 88 98 / info@yaylamed.com.tr / www.yaylamed.com.tr

SCLEROFOAM

Varisli damarların tedavisinde ve kılcal varislerin köpük tedavisinde kullanılan, en gelişmiş yöntem olan CO₂ ve Hava teknoloji ile köpük hazırlama sistemi



YAYLA-MED

SCLEROFOAM

Cihaz, köpük hazırlama kapsülündeki karıştırıcının hızını artırabilir; 5000 rpm hızında iki kademeli hız seçeneği mevcuttur.

Kapsül içindeki karıştırıcı, özel yapısı sayesinde homojen karışım sağlar.

Köpük tedavisi sırasında cihaz, optimum köpük kalitesini korumak için sürekli karıştırma ile hazırlanan köpüğü taze tutar.

Kapsüller sterildir ve daha yüksek köpük miktarlarının kullanımı için hava veya CO₂/hava ile doldurmaya uygundur.

Entegre Geniş Dil Seçenekleri Yelpazesi



Cihaz, çok düşük konsantrasyonlarda bile polidokanol kullanarak sklerozan köpük hazırlanması için pratik, otomatik ve standartlaştırılmış bir yöntem sunar.

İnce gözenekli köpük sayesinde, köpüğün yarı ömrü manuel olarak üretilen köpüğe kıyasla iki kat daha uzundur.



Cihaza takılan ID kartı hastaya özel olacaktır.

Kullanılan ilaç miktarı, karttaki referans numarasına göre belirlenir.

Bu süre zarfında, cihazın yenilenme süreci boyunca farklı komutlar eklenecektir.



Kapsül içindeki manyetik döner aparat 6 kanatlıdır; bu yapı daha fazla sıvıyla temas etmesini sağlar ve çok daha uzun süre bütünlüğünü koruyacak mikro kabarcıklar oluşturur.

Cihaz, dokunmatik ekranı sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde programlanabilir.

Kişiye özel tedavi programları oluşturulabilir.

Kompakt yapısı sayesinde taşınması ve kurulumu kolaydır



Cihaz, daha fazla mikro kabarcık oluşturmak için 5000 rpm hızında döner.

Cihaz bekleme modundayken 500 rpm hızında dönerek köpüğün yoğunluğunu korur.

Köpük ortam dışına alındığında 5–6 dakika boyunca aynı yoğunlukta kalır.

Maksimum köpük seviyesine 30 saniye içerisinde ulaşılır.

Cihaz, köpük ile ilgili bazı sesli komutlar da verir; örneğin köpük yapımının başladığını, köpüğün kullanıma hazır olduğunu veya cihaz kullanımının sona erdiğini ve kapatılması gerektiğini bildirir.

Cihazın kapsülü, insan sağlığı için en uygun tıbbi malzeme olan polipropilenden üretilmiştir.

Şırıngaların tıbbi malzemesi polipropilendir. Bu kapsül tek kullanımlık olacaktır. Bu, tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun bir sistemdir.

