

Birinci sınıf platinden titizlikle üretilmiş olup embolizasyon teknolojisinin zirvesini temsil eder. Hassasiyet için tasarlanan bu coil, çeşitli vasküler bölgelerde etkili tıkanıklık ve embolizasyon sağlar.


Kontrollü Dağıtım için Yumuşak, Esnek ve Hassas

- Spider Embolizasyon Coil, dayanıklılık ve biyouyumluluk sağlayan üstün platin yapı.
- **Görünürlük:** Floroskopi altında daha iyi görünürlük için geliştirilmiş radyoopasite, hassas yerleştirme ve konuşlandırmaya yardım etme.
- **Tasarım:** Hassas mühendislikli coil tasarımı, güvenilir ve etkili embolizasyon



Embolizasyon Prosedürünüzü Yükseltin

- Spider'ın Platinum hassasiyeti ve geliştirilmiş radyoopaklığı mükemmel görünürlük garanti ederek hassas yerleştirme ve dağıtımına olanak tanır.
- Spider'ın yerleştirilme esnasında hatalı yerleştirme ihtimaline karşı geri toplanabilir ve yeniden bırakılabilir özelliktedir.



Çapraz Kapsama

Ortada boşluk olmadan anevrizmayı doldurmak için tasarlanmıştır

Katı Çekirdek

Yenilikçi teknoloji ile neointima büyümesini destekliyor



Ancor

Yüksek Akışlı alanlarda kontrol için kullanın

Yumuşak & Esnek

Tungsten coil yapısı

Spider'a Güvenin

Benzersiz Stabilité ve Görünürlük

Birçok farklı boyutta mevcut olan Spider Detectable Coil çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliği ile çeşitli hasta ve prosedür ihtiyaçlarını karşılar. Embolizasyon teknolojisinde yeni bir standart oluşturarak üstün stabilité ve hassasiyet sağlar. Spider'a güvenerek en iyi sonuçları elde edin.

KÜÇÜK DAMAR EMBOLİZASYONU

Gastrointestinal kanamalar
Pre-Y-90 embolizasyonu
Prostat arter embolizasyonu
Diğer pelvik vaskülatür embolizasyonları

BÜYÜK DAMAR EMBOLİZASYONU

Dahili İliyak Prosedürleri
Pelvik konjesyon sendromu
Varikozel embolizasyonu
Periferik Anevrizmalar
Arteriovenöz malformasyonlar

